

ARTÍCULO: MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR
REFERENCIA: VP1



DESCRIPCIÓN (uso y aplicaciones)	
Mascarilla quirúrgica con bandas laterales para una sencilla colocación detrás de las orejas y para un ajuste seguro, permitiendo quitarla y ponerla con facilidad. Incorpora adaptador nasal para aumentar el ajuste de la mascarilla.	
Producto sanitario (PS) certificado bajo el Reglamento (UE) 2017/745 y norma UNE-EN 14683:2019+AC.	
Las mascarillas quirúrgicas tienen los siguientes uso y aplicaciones:	
<ul style="list-style-type: none"> • Limita la transmisión de agentes infecciosos. • Está dotada de una barrera microbiana que reduce la emisión de agentes infecciosos desde la nariz y la boca a un tercero. • Proporciona al usuario protección frente a salpicaduras de fluidos potencialmente contaminados. • Indicadas para ser utilizadas por profesionales sanitarios en un quirófano o en otro entorno médico con requisitos similares. 	

MATERIALES	
TEJIDO	Mascarilla con 3 capas plegadas: Capa externa de polipropileno (PP) no tejido resistente a las salpicaduras Capa interna en contacto con la piel polipropileno (PP) no tejido Capa intermedia filtrante de tejido no tejido meltblown de alta calidad
CLIP AJUSTE MASCARILLA AL TABIQUE NASAL	Polietileno
CORDON ELASTICO PARA AJUSTE A LAS OREJAS	Goma sintética.
LATEX, METAL, SILICONA	Libre de LATEX, METAL Y SILICONA

CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS POR LABORATORIO (AITEK)	
Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE)	99,92%
Respirabilidad (Pa/cm ²)	58,8 %
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)	≥16.0
Limpieza microbiana (ufc/g)	≤ 30

ADVERTENCIAS	
- Estas mascarillas deben utilizarse siguiendo las instrucciones de uso para un correcto funcionamiento de la misma.	
- Producto sanitario apto para entornos de trabajo sanitarios.	
- Desechar y reemplazar la mascarilla si esta está dañada o se detecta un funcionamiento anómalo de la misma.	
- Las mascarillas son efectivas durante un período máximo de 4 horas, tras el cual debe ser reemplazada por una nueva.	

MEDIDAS	
Área total	17,5 X 9,5 cm ± 0,5 cm, 3 pliegues
Anchura sutura exterior	15±2mm
Anchura pliegues	10±2mm
Goma de ajuste a las orejas	3 mm de ancho

EMBALAJE	Dimensiones
Caja de cartón retráctilada de 50 unidades con instrucciones de uso en español.	L19.5 x W9.5 x H 9.5 cm
Paquete de 5 unidades con instrucciones de uso en español.	L23 x W11.5 cm

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	
Almacenar en un rango de temperaturas entre 5 y 42º C	
No almacenar el producto expuesto directamente al sol.	

CERTIFICADOS	
Las mascarillas no estériles están incluidas en la categoría de clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745, relativo a productos sanitarios.	
Asimismo, cumplen con los requisitos de la norma UNE-EN14683:2019+AC	

CADUCIDAD	
2 años desde la fecha de fabricación	